

ШАГ 6

Через 15 минут (не более 30 минут)
оцените результат:


отрицательный – проявление одной
полосы – в зоне «С»:



положительный – проявление
двух полос – в зонах «С» и «Т»:



недействительный – отсутствие полос
либо проявление полосы только
в зоне «Т»:



Получить консультацию, дополнительную
информацию по вопросам ВИЧ/СПИД
и психологическую помощь можно в
ГУ «Витебский ОЦГЭ и ОЗ», отдел профилактики
ВИЧ/СПИД (г. Витебск, ул. В.-интернационалистов, 37а).

Контакты:

+375 212 67 98 72

+375 212 48 08 08 (психолог)

e-mail: profajds@vitebsk.by

<http://cgevtb.by>

ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
отдел профилактики ВИЧ/СПИД



САМОТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ПО СЛЮНЕ



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?

ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Человек не может почувствовать, попал ВИЧ в его организм или нет.

Тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение. Тестирование можно провести в домашних условиях с использованием экспресс-теста на ВИЧ по слюне. Для того, чтобы результат экспресс-тестирования был надежным, с момента предполагаемого инфицирования должно пройти **не менее 10-12 недель**.


ШАГ 1

Вскройте упаковку со стерильным тампоном.
Извлеките тампон, касаясь только палочки.



ШАГ 2

Проведите одной стороной тампона вдоль верхней десны от одного угла рта в другой и в обратном направлении (в течение 5-6 секунд).



ШАГ 4

Поместите тампон во флакон с раствором.
Совершите движения вверх-вниз 6-8 раз.



ШАГ 3

Переверните тампон.
Проведите вдоль нижней десны от одного угла рта в другой и в обратном направлении (в течение 5-6 секунд).



ШАГ 5

Извлеките тест-кассету из упаковки.
Наберите пипеткой раствор из флакона.
Нанесите 4 капли в лунку.

